

Reinigungs-, Desinfektions- und Hautschutz-Plan

Stand: 06.07.2011 geändert: 29.04.2016

Kita Zwergenland Glienicke/Nordbahn

Kornblumenweg 8 K 78897



Bereich	Präparat	Konzentration	Einwirkzeit	Zubereitung	Anwendung	Häufigkeit	
	Hände waschen	Seifengel-P/ Druckspenderfl	pur 2-3 ml		gebrauchsfertig	mit Wasser aufschäumen abspülen und abtrocknen.	vor dem Arbeitsbeginn, nach WC-Besuch
	Hygienische Händedesinfektion	AHD2000 desinfizieren Hospisept-Tuch desinfizieren	pur 3-5 ml Tuch pur	mind. 30 s	gebrauchsfertig	auf trockene Hände gut verteilen und verreiben	vor dem Arbeitsbeginn, nach WC-Besuch, nach Bedarf
	schützen	Ligana Nutri-safe	pur individuell		gebrauchsfertig	auf trockene Hände verreiben und gut einziehen lassen	vor Arbeitsantritt nach Pause
	pflegen	Spezialcreme C	pur individuell		gebrauchsfertig	auf Haut und Hände auftragen u einreiben	nach Bedarf nach Arbeitsende
	Flächen und Einrichtungs- Gegenstände	Hospisept-Tuch desinfizieren	Tuch pur	mind. 30 s	gebrauchsfertiges Tuch	wischen für Kleinflächen	nach erfolgter o. wahrscheinlicher Kontami- nation, nach Bedarf, mind 1x täglich
		Lysoformin Spezial desinfizieren	0,5 %	30 min	5 ml auf 1 l Wasser	wischen - blaue Tücher bzw Einwegtüchern, wischen im Einweg- verfahren, ggf Einweg-Handschuhe tragen	
		Aerodesin 2000/ Bacillol AF schnell desinfizieren	konzentriert max 50 ml/m ²	30 s	gebrauchsfertig	Sprühnebel vermeiden	
	Böden	Lysoformin Spezial desinfizieren	0.5 %	30 min	5 ml auf 1 l Wasser	wischen mit Mopp bzw Tüchern im Einwegverfahren	nach Bedarf, min. 1x täglich
	Wickeltische Thermometer	Hospisept-Tuch Aerodesin 2000/ Bacillol AF schnell desinfizieren	Tuch pur konzentriert max 50 ml/m ²	mind 30 s 30 s	gebrauchsfertiges Tuch gebrauchsfertig	Flächen abwischen u. abtrocknen lassen, wischen - blaue Tücher bzw Einwegtüchern, wischen im Einweg- verfahren, Einweg-Handschuhe tragen	nach erfolgter oder wahr- scheinlicher Kontamination vor Benutzung
	Spielzeug	Aerodesin 2000/ Bacillol AF schnell desinfizieren	konzentriert max 50 ml/m ²	30 s	gebrauchsfertig	aufsprühen, Sprühnebel vermeiden, ggf m Tüchern im Einwegverfahren wischen	bei Bedarf, nach erfolgter oder wahrscheinlicher Kontamination
	Ausgabeküche Flächen und Geräte	Lintensan desinfizieren Aerodesin 2000/ Bacillol AF schnell desinfizieren	1 % konzentriert max 50 ml/m ²	30 min. 30 s	10 ml auf 1 l Wasser gebrauchsfertig	reinigen, wischen, desinfiz. - grüne Tücher Flächen vor benutzen mit Trinkwasser abspülen, wischen im Einweg-verfahren, Sprühnebel vermeiden, Einweg-Handschuhe tragen	täglich, bei Bedarf mehrmals
	Toiletten und sanitäre Einrichtungen	Hospisept-Tuch desinfizieren Lysoformin Spezial desinfizieren	Tuch pur 0,5 %	mind 30 s 30 min	gebrauchsfertiges Tuch 5 ml auf 1 l Wasser	WC-Schüssel - rote Tücher Waschbecken/Fliesen - gelbe Tücher bzw Einwegtücher, wischen im Einweg- verfahren, Einweg-Handschuhe tragen	nach erfolgter oder wahrscheinlicher Kontamination, täglich, bei Bedarf mehrmals
	Badewannen und Duschen	Lysoformin Spezial desinfizieren	0,5 %	30 min	5 ml auf 1 l Wasser	wischen - gelbe Tücher bzw m Einweg- tüchern auswischen und nach der Einwirkzeit ausspülen m. klarem Wasser Einweg-Handschuhe tragen	vor u. nach Benutzung
	Töpfchen	Lysoformin Spezial desinfizieren Aerodesin 2000/ Bacillol AF schnell desinfizieren Hospisept-Tuch	0,75 %/ konzentri. Konzentriert Tuch pur	30 min 30 s 5 min	7,5 ml auf 1 l Wasser gebrauchsfertig gebrauchsfertiges Tuch	auswischen - rote Tücher auswischen, aufsprühen und nach der Einwirkzeit ausspülen m. klarem Wasser Einweg-Handschuhe tragen	1x täglich wenn jedes Kind seinen eigenen Topf hat, sonst nach jeder Benutzung